

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d <sub>1</sub> mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
21 721 17	50	51	26	95	10
21 721 24	100	64	26	110	10
21 721 36	250	85	34	144	10
21 721 44 <sup>1</sup>	500	105	34	168	10
21 721 54	1 000	131	42	200	10
21 721 64 <sup>1</sup>	2 000	166	42	260	10
21 721 68 <sup>1</sup>	3 000	185	50	260	1
21 721 71 <sup>1</sup>	4 000	207	50	290	1
21 721 73 <sup>1</sup>	5 000	223	50	305	1
21 721 77 <sup>1</sup>	6 000	236	51	330	1
21 721 86 <sup>1</sup>	10 000	279	65	380	1
21 721 87 <sup>2, 3</sup>	12 000	295	65	380	1
21 721 91 <sup>2</sup>	20 000	345	76	515	1

<sup>1</sup>Nicht nach ISO

<sup>1</sup>Non-ISO size

<sup>1</sup>Non conforme aux dimensions ISO

<sup>1</sup>No según ISO

<sup>2</sup>Nicht nach DIN und ISO

<sup>2</sup>Non-DIN, non-ISO size

<sup>2</sup>Non conforme aux dimensions

DIN et ISO

<sup>2</sup>No según DIN e ISO

<sup>3</sup>Nach ASTM E 1403

<sup>3</sup>ASTM E 1403-size

<sup>3</sup>Conforme aux dimensions

ASTM E 1403


<sup>3</sup>Según ASTM E 1403

Kolben mit Hals-Ø 65 mm und darüber haben einen verstärkten Rand.

Flasks with neck OD 65 mm and over have a reinforced rim.

Les ballons d'un diamètre de col égal et supérieur à 65 mm ont un bord renforcé.

Matraces con cuello de 65 mm Ø o más, tienen un borde reforzado.



**Rundkolben enghalsig,  
mit Bördelrand,  
ISO 1773**

**Flasks, round bottom  
narrow neck, with  
beaded rim, ISO 1773**



**Ballons à fond rond  
à col étroit et à bord  
évasé, ISO 1773**

**Matraces fondo  
redondo,  
cuello estrecho, con  
reborde, ISO 1773**


Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d <sub>1</sub> mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
21 741 17	50	51	34	105	10
21 741 24	100	64	35	110	10
21 741 36	250	85	51	145	10
21 741 44	500	105	50	168	10
21 741 54	1 000	131	50	210	10
21 741 55	1 000	131	65	210	10
21 741 63	2 000	166	76	260	10
21 741 64	2 000	166	50	240	10
21 741 68	3 000	185	65	260	1
21 741 71	4 000	206	76	315	1
21 741 73	5 000	223	65	310	1
21 741 76	6 000	236	89	355	1
21 741 77	6 000	236	65	330	1
21 741 86	10 000	279	89	420	1
21 741 91	20 000	345	89	520	1

Kolben mit Hals-Ø 65 mm und darüber haben einen verstärkten Rand.

Flasks with neck OD 65 mm and over have a reinforced rim.

Les ballons d'un diamètre de col égal et supérieur à 65 mm ont un bord renforcé.

Matraces con cuello de 65 mm Ø o más, tienen un borde reforzado.



**Rundkolben weithalsig,  
mit Bördelrand  
DIN 12 347**

**Flasks, round bottom  
wide neck, with beaded  
rim, DIN 12 347**

**Ballons à fond rond  
à col large et à bord  
évasé, DIN 12 347**

**Matraces fondo  
redondo  
cuello ancho, con  
reborde, DIN 12 347**

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d <sub>1</sub> mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
21 711 17	50	51	26	90	10
21 711 24 <sup>1</sup>	100	64	26	105	10
21 711 36	250	85	34	138	10
21 711 44 <sup>1</sup>	500	105	34	163	10
21 711 54	1 000	131	42	190	10
21 711 64 <sup>1</sup>	2 000	166	42	230	10
21 711 68 <sup>1</sup>	3 000	185	50	250	1
21 711 71 <sup>1</sup>	4 000	207	50	275	1
21 711 73 <sup>1</sup>	5 000	223	50	290	1
21 711 76 <sup>1</sup>	6 000	237	65	315	1
21 711 86 <sup>1</sup>	10 000	280	65	360	1

<sup>1</sup>Nicht nach ISO

<sup>1</sup>Non-ISO size

<sup>1</sup>Non conforme aux dimensions ISO


<sup>1</sup>No según ISO

Kolben mit Hals-Ø 65 mm haben einen verstärkten Rand.

Flasks with neck OD 65 mm have a reinforced rim.

Les ballons d'un diamètre de col égal à 65 mm ont un bord renforcé.

Matraces con cuello de 65 mm Ø, tienen un borde reforzado.



**Stehkolben enghalsig,  
mit Bördelrand  
ISO 1773**

**Flasks, flat bottom  
narrow neck, with  
beaded rim, ISO 1773**



**Ballons à fond plat  
à col étroit et à bord  
évasé, ISO 1773**

**Matraces fondo plano  
cuello estrecho,  
con reborde, ISO 1773**