


| Best.-Nr. Cat. No. | Gewinde thread GL | d mm | h mm | Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|---|
| 29 302 19 | 32 H ¹ | 45 | 32 | 10 |
| 29 302 28 | 45 H ¹ | 60 | 35 | 10 |

H¹ = hohe Form/highform/formehaute/forma alta

Ventilkappe öffnet bei 0,1 bar Überdruck
Valve opens above 0,1 bar
La soupape s'ouvre en cas de surpression de 0,1 bar
Válvula abre a partir de 0,1 bar



Sicherheitsverschlüsse (Kappen) aus PP, rot für Vierkant-Schraubflaschen, enghalsig, mit Ventil


Capuchons avec bague d'inviolabilité en PP, rouge, pour flacons carrés à filetage à col étroit, avec soupape

Safety, tamper-evident PP screw-caps, red, for narrow neck square bottles

Tapas de seguridad con precinto, en PP, rojo, para frascos cuadrangulares, cuello estrecho, con válvula

| Best.-Nr. Cat. No. | Gewinde thread GL | d mm | h mm | Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|---|
| 29 303 19 | 32 ¹ | 44 | 23 | 10 |
| 29 303 28 | 45 ¹ | 58 | 27 | 10 |
| 29 303 32 | 54 ¹ | 69 | 29 | 10 |
| 29 303 35 | 60 ¹ | 78 | 29 | 10 |

¹ kurze Form/short form/forme courte/forma baja



Originalitätsverschlüsse (Kappen) aus PP, blau für Vierkant-Schraubflaschen, weithalsig

Capuchons avec bague d'inviolabilité en PP, bleu pour flacons carrés à filetage à col large

Tamper-evident PP screw-caps, blue, for wide neck square bottles

Tapas con precinto, en PP, azul para frascos cuadrangulares, cuello ancho