




**DURAN®-Weithals-
Standflaschen**
DIN 12 038

**DURAN® bottles,
reagent, wide neck**
DIN 12 038



**Flacons à col large
DURAN®**
DIN 12 038

**Fascos, cuello ancho
DURAN®**
DIN 12 038


Best.-Nr. Cat. No.	Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Hals Neck mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
klar/clear	braun/amber					
Hals mit Normschliff/with standard ground joint/avec rodate normalisée/con esmerilado normalizado						
21 184 17	21 187 17	50	44	79	24/20	10
21 184 24	21 187 24	100	52	97	29/22	10
21 184 36	21 187 36	250	70	132	34/35	10
21 184 44	21 187 44	500	86	163	45/40	10
21 184 54	21 187 54	1 000	107	201	60/46	10
21 184 63	21 187 63	2 000	133	247	60/46	10
21 184 73 ¹	21 187 73 ¹	5 000	182	358	85/55	1
21 184 86 ¹	21 187 86 ¹	10 000	229	443	85/55	1
21 184 91 ¹	21 187 91 ¹	20 000	290	570	85/55	1

¹ Nicht nach DIN
¹ Non-DIN size
¹ Non conforme aux dimensions DIN
¹ No según DIN



**DURAN®-Weithals-
Standflaschen**
DIN 12 039

**DURAN® bottles,
reagent, wide neck**
DIN 12 039



**Flacons à col large
DURAN®**
DIN 12 039

**Fascos, cuello ancho
DURAN®**
DIN 12 039

Best.-Nr. Cat. No.	Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Hals Neck mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
klar/clear	braun/amber					
Hals mit Normschliff und NS-Glasdeckelstopfen/with standard ground joint and glass flat-head stopper avec rodate normalisé et bouchon en verre à tête plate/con esmerilado normalizado y tapón de vidrio						
21 185 17	21 188 17	50	44	79	24/20	10
21 185 24	21 188 24	100	52	97	29/22	10
21 185 36	21 188 36	250	70	132	34/35	10
21 185 44	21 188 44	500	86	163	45/40	10
21 185 54	21 188 54	1 000	107	201	60/46	10
21 185 63	21 188 63	2 000	133	247	60/46	10
21 185 73 ¹	21 188 73 ¹	5 000	182	358	85/55	1
21 185 86 ¹	21 188 86 ¹	10 000	229	443	85/55	1
21 185 91 ¹	21 188 91 ¹	20 000	290	570	85/55	1


¹ Nicht nach DIN
¹ Non-DIN size
¹ Non conforme aux dimensions DIN
¹ No según DIN

Stopfen finden Sie auf Seite 39, 40.
Stoppers see page 39, 40.
Bouchons, voir page 39, 40.
Tapones: ver página 39, 40.



**DURAN®-Enghals-
Standflaschen**
DIN 12 035, ISO 4796

**DURAN® bottles,
reagent, narrow neck**
DIN 12 035, ISO 4796



**Flacons à col étroit
DURAN®**
DIN 12 035, ISO 4796

**Fascos cuello estrecho
DURAN®**
DIN 12 035, ISO 4796

Best.-Nr. Cat. No.	Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Hals Neck mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
klar/clear	braun/amber					
Hals mit Normschliff, DIN 12 245/with standard ground joint, DIN 12 245 avec rodate normalisé, DIN 12 245/con esmerilado normalizado, DIN 12 245						
21 164 14 ¹	21 167 14 ¹	25	36	64	12/21	10
21 164 17	21 167 17	50	42	80	14/15	10
21 164 24	21 167 24	100	52	96	14/15	10
21 164 36	21 167 36	250	70	133	19/26	10
21 164 44	21 167 44	500	86	164	24/29	10
21 164 54 ²	21 167 54 ²	1 000	107	200	29/32	10
21 164 63	21 167 63	2 000	134	248	29/32	10
21 164 73	21 167 73	5 000	182	324	45/40	1
21 164 86	21 167 86	10 000	227	398	60/46	1
21 164 91 ¹	21 167 91 ¹	20 000	288	492	60/46	1

¹ Nicht nach DIN und ISO
¹ Non-DIN, non-ISO size
¹ Non conforme aux dimensions DIN et ISO
¹ No según DIN e ISO

² Enghals-Flaschen mit NS, 1 000 ml, sind auch als Bürettenflaschen verwendbar, siehe Seite 82.
² Bottles reagent, narrow neck, with neck 29/32, 1 000 ml, can be used as burette bottle (reservoir bottle) see page 82.
² Les flacons à col étroit, 1 000 ml, à RIN, sont également utilisables comme flacons à burette (réservoir), voir page 82.
² Los frascos de cuello estrecho con esmerilado NS, 1 000 ml, se utilizan también como frascos para buretas, ver pag. 82.