


**Stutzenflaschen**  
(Abklärflaschen),  
Bodentubus mit NS,  
Hals ungeschliffen,  
ohne Stopfen,  
DIN 12 037

**Aspirator bottles**  
NS tubulated, without  
stoppers, DIN 12 037

**Flacons à tubulure**  
(flacons à décanter),  
tubulure de fond avec  
RIN, col non rodé, sans  
bouchon, DIN 12 037

**Frascos con tubuladura**  
(frascos de decantación)  
tubuladura en la base  
con esmerilado NS,  
cuello sin esmerilar,  
sin tapón, DIN 12 037

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Bodentubus Tubulature NS	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 701 44	500	89	165	19/26	10
24 701 54	1 000	110	200	19/26	10
24 701 63	2 000	136	245	19/26	10
24 701 73	5 000	186	318	29/32	1
24 701 86	10 000	234	398	29/32	1
24 701 91	20 000	300	492	29/32	1




**Stutzenflaschen**  
(Abklärflaschen)  
Bodentubus mit NS,  
komplett mit NS-Hahn  
und NS-Stopfen,  
DIN 12 037

**Aspirator bottles**  
NS tubulated,  
DIN 12 037, complete  
with NS stopcock and  
NS stoppers

**Flacons à tubulure**  
(flacons à décanter)  
tubulure de fond avec  
RIN, complets avec  
robinet RIN et bouchon  
RIN, DIN 12 037

**Frascos con tubuladura**  
(frascos de decantación)  
tubuladura con esmerila-  
do NS, completo con  
llave NS, DIN 12 037

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Hals Neck mm	Bodentubus Tubulature NS	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 702 44	500	89	165	24/29	19/26	10
24 702 54	1 000	110	200	29/32	19/26	10
24 702 63	2 000	136	245	29/32	19/26	10
24 702 73	5 000	186	318	45/40	29/32	1
24 702 86	10 000	234	398	60/46	29/32	1
24 702 91	20 000	300	492	60/46	29/32	1



**Ablaufhahn NS für  
Stutzenflaschen**

**Stopcock NS for  
aspirator bottles**

**Robinet d'écoulement  
RIN pour flacons à  
tubulure**

**Llave NS para frascos  
con tubuladura**

Best.-Nr. Cat. No.	für Inhalt for capacity ml	NS	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 148 03	500– 2 000	19/26	1
24 148 04	5 000–20 000	29/32	1