




Hahn mit PTFE-Spindel
für Gewindeanschlüsse,
für Typ MOBILEX

**Stopcock with PTFE
spindle**
for MOBILEX screw
thread outlet




**Robinet avec pointeau
en PTFE**
pour raccords à filetage,
pour type MOBILEX

**Llave con punzón
de PTFE**
para tubuladura a rosca,
para tipo MOBILEX

Best.-Nr. Cat. No.	l mm	d mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
24 797 03 ¹	160	8	1

¹ mit selbstdichtendem Ventilhahn und Überdrehungsicherung aus PP.
¹ with self-sealing stopcock and PP tightening torque limiter.
¹ avec vanne auto-étanche et limiteur de couple en PP.
¹ con válvula hermetizable y seguro de giro excesivo de PP.



**Verschlussstopfen
NS 24/29**
für Sicherheitsanschluss,
für Typ WERTEX

Stopper NS 24/29
for WERTEX safety outlet

**Bouchon de fermeture
RIN 24/29**
pour raccordement
de sécurité, pour type
WERTEX

Tapón NS 24/29
para conexión de seguri-
dad, para tipo WERTEX

Best.-Nr. Cat. No.	l mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
24 796 03	70	76	1