

SCHRAUBVERSCHLUSS-KAPPEN FÜR KULTURRÖHRCHEN/SCREW-CAPS FOR CULTURE TUBES/CAPUCHON À VISSER POUR TUBES À CULTURE/TAPA ROSCA PARA TUBOS DE CULTIVO

Schraubverschluss-Kappen aus PP mit Dichteinlage, schwarz

Capuchon à visser en PP avec joint revêtu, noir

Screw-caps made of PP with seal, black

Tapa con rosca en PP con junta, negro

Schraubverschluss-Kappen aus PP mit Dichtkonus

Capuchon à visser en PP avec joint conique


Screw-caps made of PP with conegasket

Tapa con rosca en PP con junta cónica

Best.-Nr. Cat. No.	DIN-Gewinde DIN thread GL	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
29 990 12	14	100
29 990 13	18	100

Best.-Nr. Cat. No.	DIN-Gewinde DIN thread GL	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
29 990 16	18	100

AR-GLAS®/AR-GLASS®/VERRE AR®/VIDRIO AR®



Disposable-Kultur-röhrchen, AR-Glas, Rand gerade


Tubes à culture à usage unique, en verre AR, à bord droit

Disposable culture tubes AR glass, with straight rim

Tubos para cultivos de un solo uso vidrio AR, borde recto

Best.-Nr. Cat. No.	d x h mm	ca. Volumen approx. vol. ml	Wanddicke Wall thickness mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
23 172 018	9,75 x 75	4	0,60	814
23 172 036	10,00 x 75	4	0,60	766
23 172 058	11,75 x 75	5	0,80	550
23 172 086	11,75 x 75	6	0,55	550
23 172 096	12,25 x 75	7	0,55	500
23 172 099	12,25 x 75	7	0,80	500
23 172 078	11,75 x 100	8	0,80	550
23 172 119	12,25 x 100	9	0,80	500
23 172 148	15,50 x 100	14	0,80	310
23 172 109	15,75 x 100	15	0,90	310
23 172 128	12,25 x 120	18	0,80	500
23 172 188	10,00 x 150	8	0,80	766
23 172 198	15,50 x 150	19	0,80	310
23 172 219	15,50 x 160	22	0,80	310

Andere Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.
Individual dimensions available on request.
Autres dimensions, sur demande.
Suministro de otras medidas a petición.



NMR-Probenröhrchen in drei unterschiedlichen Ausführungen

Tubes R.M.N. en trois gammes de tubes différentes

NMR-Sample-Tubes a three different

Tubos para RMN en tres diferentes medidas

Best.-Nr. Cat. No.	Länge Length mm	AD OD mm	ID ID mm	Gradheit Camber mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
Economic/Economique/Económico					
23 170 0117	178	4,97 + 0,05	4,20 + 0,05	0,07	250
Professional/Professionnelle/Profesional					
23 170 0211	178	4,97 +/- 0,025	4,20 +/- 0,025	0,03	250
Scientific/Scientifique/Scientífico					
23 170 0314	178	4,97 +/- 0,013	4,20 +/- 0,025	0,013	5