


Best.-Nr. Cat. No.	d ₁ x h ₁ mm	d ₂ mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
21 755 41	60 x 20	54,5	22	10
21 755 43	80 x 20	74	22	10
21 755 46	100 x 15	94	17	10
21 755 48	100 x 20	94	22	10
21 755 51	120 x 20	114	22	10
21 755 53	150 x 26,5	143	32	10

Diese Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus Borosilikatglas hergestellt. Sie sind anderen Petrischalen überlegen, weil sie eine gleichmäßige Nährbodenverteilung ermöglichen und eine verzerrungsfreie Durchsicht gewährleisten.

These Petri dishes are made of borosilicate glass using a special manufacturing process. They are superior to other types because they allow even distribution of culture media and have a distortion-free transparency.

Ces boîtes de Pétri sont fabriquées en verre borosilicaté selon un procédé spécial. Elles sont supérieures aux autres boîtes parce qu'elles permettent une distribution homogène du bouillon de culture et offrent une transparence exempte de distorsion.

Esas cajas de Petri son fabricadas con vidrio borosilicatado usando un proceso especial de manufactura del vidrio de borosilicatado. Son superiores a las demás, porque facilitan una distribución uniforme del medio de cultivo y porque aseguran una transparencia exenta de distorsión.



DUROPLAN®-Petrischalen
Boden und Deckel außen und innen mikroskopisch plan, blasen- und schlierenfrei



Boîtes de Pétri DUROPLAN®
Surfaces extérieures et intérieures du corps et du couvercle parfaitement planes. Exemptes de bulles et inclusions

DUROPLAN® Petri dishes
Bottom dish and lid inside and outside microscopic flat, free of bubbles and other imperfections

Cajas Petri DUROPLAN®
Tapa y base microscópico planos exterior e interiormente, exentas de burbujas y estrias

Best.-Nr. Cat. No.	d x h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
23 755 39	40 x 12	10
23 755 40	60 x 15	10
23 755 42	80 x 15	10
23 755 45	100 x 10	10
23 755 46	100 x 15	10
23 755 48	100 x 20	10
23 755 51	120 x 20	10
23 755 52	150 x 25	10
23 755 56	180 x 30	10
23 755 59	200 x 30	10
23 755 61	200 x 45	10

**KALK-SODA/SODA-LIME/
SODO-CALCIQUE/CAL-SODA**



STERIPLAN®-Petrischalen
Kalk-Soda-Glas


Boîtes de Pétri STERIPLAN®
en verre sodo-calcique

STERIPLAN® Petri dishes
Soda-lime-glass

Cajas Petri STERIPLAN®
En vidrio cal-soda

**KALK-SODA/SODA-LIME/
SODO-CALCIQUE/CAL-SODA**

Best.-Nr. Cat. No.	l mm	b mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
23 671 52	130	100	14	10



Tüpfelplatte nach Feigl

Plaque pour réaction, selon Feigl

Spot plate, Feigl

Placa para reacción a la gota, según Feigl