

Best.-Nr.  
Cat. No.

Originalpckg./Stück  
Stand. pack/quantity

29 075 00

10


**Drahtbügel für Färbegestell**  
aus rostfreiem Edelstahl

**Tringle en fil métallique pour support de coloration**  
en acier fin inoxydable

**Stainless steel handle**  
for staining tray

**Gancho para cestillo**  
en acero inoxidable

#### KALK-SODA/SODA-LIME/ SODO-CALCIQUE/CAL-SODA



Best.-Nr.  
Cat. No.

l x b x h  
mm

Originalpckg./Stück  
Stand. pack/quantity

23 318 00

108 x 90 x 70

10

**Glaskasten, zur Aufnahme des Färbegestells**  
aus Kalk-Soda-Glas\*

**Cuves en verre, pour support de coloration en verre sodo-calciq**

**Glass box, with cover**  
for staining tray made of  
soda-lime glass\*

**Cubetas de vidrio, para cestillos para tinción en vidrio cal-soda\***

\* Hydrolytische Klasse 5, DIN-ISO 719  
Säurebeständigkeitsklasse 3, DIN 12 116  
Laugenbeständigkeitsklasse 2, DIN 52 322

\* Hydrolytic class 5, DIN-ISO 719  
Acid resistance class 3, DIN 12 116  
Alkali resistance class 2, DIN 52 322

\* Classe hydrolytique 5, DIN-ISO 719  
Classe acide 3, DIN 12 116  
Classe de résistance aux liquides alcalins 2, DIN 52 322

\* Clase hidrolítica 5, DIN-ISO 719  
Acido clase 3, DIN 12 116  
Clase de resistencia alcalina 2, DIN 52 322