



Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Fehlergrenze Accuracy limits ± ml	Teilung Graduation divisions ml	h mm	Ablaufzeit Run-out time s	Original- pckg./Stück Stand. pack/ quantity
24 329 27	10	0,02	0,02	750	35–45	2
24 329 33	25	0,03	0,05	750	35–45	2
24 329 36	50	0,05	0,1	750	35–45	2

**Büretten**

mit geradem NS-Hahn,  
mit Schellbachstreifen,  
Hauptpunkte-Ring-  
teilung, Klasse AS,  
DIN 12 700  
Wartezeit 30 s

**Burettes**

à robinet droit normali-  
sé, bande Schellbach,  
graduations principales  
circulaires, classe AS,  
DIN 12 700  
temps d'attente 30  
secondes


**Burettes**

with straight stopcock,  
with Schellbach stripe,  
main graduations  
encircle the tube, class  
AS, DIN 12 700  
waiting time 30 seconds

**Buretas**

con grifo recto NS, con  
franja, división circular  
en puntos principales,  
clase AS, DIN 12 700  
tiempo de espera 30  
segundos

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Fehlergrenze Accuracy limits ± ml	Teilung Graduation divisions ml	h mm	Ablaufzeit Run-out time s	Original- pckg./Stück Stand. pack/ quantity
24 320 11	1	0,01	0,01	475	35–45	1
24 320 16	2	0,01	0,01	550	35–45	1
24 320 22	5	0,01	0,02	700	35–45	1

**Mikro-Büretten**

mit geradem NS-Hahn,  
mit Schellbachstreifen,  
Hauptpunkte-Ring-  
teilung, Klasse AS,  
DIN 12 700  
Wartezeit 30 s

**Microburettes**

avec robinet droit  
normalisé, bande  
Schellbach, graduations  
principales circulaires,  
classe AS, DIN 12 700  
temps d'attente  
30 secondes

**Micro burettes**

with straight stopcock,  
with Schellbach stripe,  
main graduations  
encircle the tube, class  
AS, DIN 12 700  
waiting time 30 seconds

**Microburetas**

con grifo recto NS, con  
franja, división circular  
en puntos principales,  
clase AS, DIN 12 700  
tiempo de espera  
30 segundos