

Automatische Büretten
nach Pellet, mit seitlichem NS-Hahn, mit Schellbachstreifen, Hauptpunkte-Ringteilung, Klasse AS, DIN 12 700
Wartezeit 30 s mit Vorratsflasche 2000 ml und Gummigebläse


Automatic burettes
according to Pellet, with side stopcock, with Schellbach stripe, main graduations encircle the tube, class AS, DIN 12 700
waiting time 30 seconds with reservoir bottle 2,000 ml and blowball

Burettes automatiques
Burettes de Pellet, avec robinet latéral normalisé, bande Schellbach, graduations principales circulaires, classe AS, DIN 12 700
temps d'attente 30 secondes avec flacon réservoir 2000 ml, avec poire en caoutchouc

Buretas automáticas
según Pellet, con grifo lateral NS, con franja, división circular en puntos principales, clase AS, DIN 12 700
tiempo de espera 30 segundos con frasco de 2000 ml, con pera de goma


Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Fehlergrenze Accuracy limits ± ml	Teilung Graduation divisions ml	Ablaufzeit Run-out time s	Gesamtlänge Overall length mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/ quantity
24 318 27 5	10	0,02	0,02	35-45	930	1
24 318 33 5	25	0,03	0,05	35-45	930	1
24 318 36 5	50	0,05	0,1	35-45	930	1

Best.-Nr. Cat. No.	Einzelteile Components	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 318 27	Bürette allein Burette only Burette seule Bureta sola	10 ml, mit seitlichem Hahn 10 ml, with side stopcock 10 ml, avec robinet latéral 10 ml, con grifo lateral
24 318 33	Bürette allein Burette only Burette seule Bureta sola	25 ml, mit seitlichem Hahn 25 ml, with side stopcock 25 ml, avec robinet latéral 25 ml, con grifo lateral
24 318 36	Bürette allein Burette only Burette seule Bureta sola	50 ml, mit seitlichem Hahn 50 ml, with side stopcock 50 ml, avec robinet latéral 50 ml, con grifo lateral
21 159 63	Bürettenflasche, klar Reservoir bottle, clear Flacon à burettes, clair Frascos para buretas, transparente	2000 ml 2000 ml 2000 ml 2000 ml
29 245 01	Gummigebläse Blowball Poire en caoutchouc Pera de goma	1



**DURAN®-
Bürettenflaschen**

Reservoir bottle,
DURAN®
(Burette bottle)



**Flacons à burettes en
DURAN®**

Frascos para buretas
en vidrio DURAN®

Best.-Nr. Cat. No.	Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	h mm	d mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
Hals ungeschliffen / neck unground / col non rodé / cuello sin esmerilar					
21 150 63 ¹	21 150 63 6	2 000	200	160	1
Mit Normschliff NS 29/32 / with standard ground NS 29/32 avec rodage normalisé NS 29/32 / con esmerilado normalizado NS 29/32					
21 159 63 ²	21 159 63 6	2 000	200	160	1

¹Nach DIN und ISO

¹DIN, ISO size

¹Conforme aux dimensions
DIN et ISO

¹Según DIN e ISO

²Für Sopfenbett NS 29/32

²for stopper bed NS 29/32

²Pour assise NS 29/32

²Para boca NS 29/32