


Filtriervorstöße

Allonges pour creusets filtrants

Adapters for filter funnels

Alargaderas de filtración

Best.-Nr. Cat. No.	d mm	d <sub>1</sub> mm	h mm	Kennzeichnung Identification mark	Pass. Gummimanschette Suit. rubber sleeve Cat. No.	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 316 16	27	10	110	63D	29 201 14	10
24 316 22	34	10	110	10D	29 201 21	10
24 316 26	41	10	125	1D	29 201 26	10
24 316 32	50	10	132	2D	29 201 31	10



Filtrieraufsatz mit PP<sup>1</sup>-Trichter und 2 FKM<sup>1</sup>-Dichtungen

Système de filtration DURAN® avec entonnoir en PP<sup>1</sup> et 2 joints, en FKM<sup>1</sup>

Filter head with PP<sup>1</sup> funnel and 2 FKM<sup>1</sup> seals

Suplemento de filtración con embudo de polipropileno<sup>1</sup> y 2 juntas de caucho fluorado<sup>1</sup>

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Für Platte for disc Ø mm	Gewindegröße Thread size Ø mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 720 24	30	24	28	1
24 720 50 <sup>2</sup>	250	50	54	1
24 720 90	1 000	90	95	1

<sup>1</sup> Chemische und thermische Beständigkeit von PP und FKM siehe Seite 138.

<sup>1</sup> Chemical and thermal properties see page 160.

<sup>1</sup> Résistance chimique et thermique, voir page 182.

<sup>1</sup> Para la resistencia química y térmica ver página 204.

<sup>2</sup> Passende Schlitzsiebplatte 21 340 31 als Träger für Membran- und Papierfilter.

<sup>2</sup> Suitable slit sieves 21 340 31 as support for membrane and paper filters.

<sup>2</sup> Plaque selon Büchner 21 340 31 utilisable comme support de filtres à membrane ou en papier.


<sup>2</sup> Placas tamizadoras de ranura adecuados 21 340 31 como soporte para membrana y filtros de papel.

Filterplatten mit Glasrand sind separat zu bestellen.

Filter discs with glass rim must be ordered separately.

Les plaques filtrantes doivent être commandées séparément.

Las placas filtrantes con borde de vidrio deben solicitarse por separado.



Filtrieraufsatz mit Gewinde

Entonnoirs filtrants DURAN® avec Pas de Vis

Filter head with screwthread

Campana de vidrio rosado

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Gewindegröße Thread size mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 721 24	30	28	1
24 721 50	250	54	1
24 721 90	1 000	95	1