


Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	DIN-Gewinde DIN thread GL	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 713 00	500	45	1




Gaswaschflasche
mit Schraubverbindungs-
System, Aufsatz nach
Drehsehl **ohne** Filter-
platte, Einsatzhöhe ver-
stellbar

Flacon laveur pour gaz
avec système d'assembla-
ge par vissage embout
de Drehsehl **sans** plaque
filtrante hauteur réglable
de plongée

Gas washing bottle
screw-cap system with
Drehsehl-head **without**
filter disc adjustable
immersion

Frasco lavador de gases
con sistema de unión
por rosca caperuza
según Drehsehl **sin** placa
filtrante inmersión
regulable

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	DIN-Gewinde DIN thread GL	Porosität Porosity	Napf Bowl mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
25 704 01	500	45	1	25	1



Gaswaschflasche mit
Schraubverbindungs-
System, Aufsatz nach
Drehsehl **mit** Filterplatte,
Einsatzhöhe verstellbar

Flacon laveur pour gaz
avec système d'assembla-
ge par vissage embout
de Drehsehl **avec** plaque
filtrante hauteur réglable
de plongée

Gas washing bottle
screw-cap system with
Drehsehl-head **with** filter
disc adjustable immer-
sion

Frasco lavador de gases
con sistema de unión
por rosca caperuza según
Drehsehl **con** placa
filtrante inmersión
regulable