

Einzelteile

Eléments

Components

Piezas sueltas



Best.-Nr. Cat. No.			Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 713 02	Aufsatz nach Drechsel, ohne Filterplatte Drechsel-head, without filter disc Embout de Drechsel, sans plaque filtrante Caperuza según Drechsel, sin placa filtrante		1
25 754 01	Aufsatz nach Drechsel, mit Filterplatte Drechsel-head, with filter disc Embout de Drechsel, avec plaque filtrante Caperuza según Drechsel, con placa filtrante	Por. 1 por. 1 porosité 1 poro 1	1
21 801 44	Laborflasche Laboratory bottle Flacon de laboratoire Frasco de laboratorio	500 ml, mit DIN- Gewinde GL 45 500 ml, with DIN thread GL 45 500 ml, avec filetage DIN GL 45 500 ml, con rosca DIN GL 45	10
29 255 06	Kunststoff-Oliven, gerade Plastic hose tubulatures, straight Olive droite en matière plastique Oliva de plástico, recta		10
29 227 05	Schraubverbindungs-Kappen Screw-caps with aperture Capuchon vissé Caperuza roscada		10
29 227 10	Schraubverbindungs-Kappe Screw-cap with aperture Capuchon vissé en Resinol Caperuza roscada Resinol		10
29 228 25	VMQ ¹ -Ring VMQ ¹ rubber ring Bague en VMQ ¹ Anillo de VMQ ¹	26 x 42 x 5 mm	10

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 138.

¹ Chemical and thermal properties see page 160.

¹ Résistance chimique et thermique, voir page 182.

¹ Para la estabilidad química y térmica ver página 204.



Gaswaschflaschen

Aufsatz mit Filterplatte
mit Normschliff

Gas washing bottles
head with fritted disc
with standard ground
joint

Flacons laveurs pour

gaz, embout avec
plaque filtrante RIN

Frascos lavadores de
gases, caperuza con
placa filtrante con
esmerilado normalizado

Best.-Nr. Cat. No.	Kenn- zeichnung Identification mark	Porosität Porosity	Inhalt Capacity ml	Napf Bowl Ø mm	NS Joint size	h mm	h ₁ mm	Olive Hose connection Ø mm	Originalpckg./ Stück Stand. pack/ quantity
25 701 01	83cD	1	100	25	34/35	250	180	10	1
25 702 01	83dD	1	250	34	45/40	250	160	10	1