


Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 204 24 5	100	65	24	105	10
21 204 36 5	250	85	35	155	10
21 204 44 5	500	105	34	185	10
21 204 54 5	1 000	135	45	230	10
21 204 63 5	2 000	166	60	255	1

¹ Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes.

¹ These filtering bottles comply with the regulations of the German Gerätesicherheitsgesetz.

¹ Ces fioles à filtrer correspondent aux consignes de sécurité allemande pour les appareillages.

¹ Estos matraces para vacío cumplen con las normas dictadas por la legislación alemana para seguridad en aparatos.



**Saugflaschen¹,
Erlenmeyerform, mit
KECK™ Montage-Set
DIN 12 476, ISO 6556
vakuumfest**

**Fioles pour filtration¹,
forme Erlenmeyer, avec
KECK™ set de montage
DIN 12 476, ISO 6556
pour emploi sous vide**

**Filtering flasks¹,
Erlenmeyer shape, with
KECK™ assembly set
DIN 12 476, ISO 6556
for vacuum use**

**Frascos para filtrar¹,
forma Erlenmeyer, con
KECK™ juego de montaje
DIN 12 476, ISO 6556,
resistentes al vacío**

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	d ₁ mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
21 194 68 5 ²	3 000	170	60	295	1
21 194 73 5 ²	5 000	185	70	360	1
21 194 86 5 ²	10 000	240	70	420	1
21 194 88 5 ²	15 000	255	75	500	1
21 194 91 5 ²	20 000	290	75	535	1

¹ Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes.

¹ These filtering bottles comply with the regulations of the German Gerätesicherheitsgesetz.

¹ Ces fioles à filtrer correspondent aux consignes de sécurité allemande pour les appareillages.

¹ Estos matraces para vacío cumplen con las normas dictadas por la legislación alemana para seguridad en aparatos.

² DIN 12 476, ISO 6556, vakuumfest

² DIN 12 476, ISO 6556, for vacuum use

² DIN 12 476, ISO 6556, pour emploi sous vide

² DIN 12 476, ISO 6556, resistentes al vacío



**Saugflaschen¹,
Flaschenform, mit
KECK™ Montage-Set**

**Fioles pour filtration¹,
forme de flacon, avec
KECK™ set de montage**

**Filtering flasks¹,
Bottle shape, with
KECK™ assembly set**

**Frascos para filtrar¹,
forma de frasco, con
KECK™ juego de montaje**

Best.-Nr. Cat. No.	Olive Hose connection Ø mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
29 258 54	9	10

¹ Passend für Saugflaschen von 100 ml–20 000 ml.

¹ Suitable for filtering flasks from 100 ml–20 000 ml.

¹ Pour fioles pour filtration de 100 ml–20 000 ml.


¹ Adecuados para frascos para filtrar de 100 ml–20 000 ml.

² Thermische und chemische Eigenschaften von EPDM, POM, PP, VMQ siehe Seite 138.

² Thermal and chemical durability of EPDM, POM, PP, VMQ see page 160.

² Propriétés thermiques et chimiques de EPDM, POM, PP, VMQ voir page 182.

² Propiedades térmicas y químicas de EPDM, POM, PP, VMQ ver página 204.



**KECK™ Montage-Set¹
mit abnehmbarer Kunst-
stoff-Olive (POM)²,
Schraube (PP)²,
Dichtungen (VMQ, EPDM)²**

**KECK™ set de montage¹
avec olive en plastic droite
(POM)², bride (PP)², joints
(VMQ, EPDM)²**

**KECK™ assembly set¹
with removable plastic
connection (POM)², screw
(PP)², seals (VMQ, EPDM)²**

**KECK™ juego de montaje¹
con oliva de material
plástico recta (POM)²,
tornillo (PP)², juntas (VMQ,
EPDM)²**