




Rundkolben
mit Normschliff,
DIN 12 348

Flasks, round bottom
with standard ground
socket, DIN 12 348



Ballons à fond rond,
longueur moyenne
avec joint rodé standard,
DIN 12 348

Matraces fondo
redondo, largo mediano
con esmerilado
normalizado, DIN 12 348

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	NS Socket size	d mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 170 13 ¹	25	14/23	41	85	10
24 170 14 ¹	25	19/26	41	85	10
24 170 20	50	14/23	51	90	10
24 170 17	50	19/26	51	90	10
24 170 18 ¹	50	24/29	51	90	10
24 170 19	50	29/32	51	90	10
24 170 25	100	14/23	64	110	10
24 170 24	100	19/26	64	110	10
24 170 26 ¹	100	24/29	64	110	10
24 170 27	100	29/32	64	110	10
24 170 36 ¹	250	24/29	85	145	10
24 170 37	250	29/32	85	145	10
24 170 44 ¹	500	24/29	105	175	10
24 170 46	500	29/32	105	175	10
24 170 47	500	45/40	105	175	10
24 170 54 ¹	1 000	24/29	131	200	10
24 170 56	1 000	29/32	131	200	10
24 170 57	1 000	45/40	131	200	10
24 170 63	2 000	29/32	166	260	10
24 170 64	2 000	45/40	166	260	10
24 170 72	4 000	45/40	207	290	1

¹Nicht nach DIN

¹Non-DIN size


¹Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN

¹Tamaño especial, no según DIN



Spitzkolben
mit Normschliff


Flasks, pear shape
with standard ground
socket



Ballons piriformes
avec joint rodé standard

Matraces, fondo cónico
con esmerilado
normalizado

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	NS Socket size	d mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 195 08	10	14/23	30	75	10
24 195 14	25	14/23	40	90	10
24 195 20	50	14/23	50	110	10
24 195 25	100	14/23	62	125	10



Bitte beachten Sie unser Keck™-Klemmsortiment für Kegelschliffe auf Seite 125, 126 dieses Katalogs.

Please regard our Keck™ assortment for clips for conical joints on page 125, 126 at this catalogue.

Observez notre Keck™ gamme de pince indiqués page 125, 126.

Pedimos presten atención a nuestro Keck™ surtido de pinzas para esmerilados cónicos en la página 125, 126 de nuestro catálogo.