


Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Mittelhals NS Centre socket size	Seitenhals NS Side socket size	d mm	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 185 36 ¹	250	24/29	19/26	85	145	1
24 185 37 ¹	250	29/32	14/23	85	145	1
24 185 44 ¹	500	24/29	19/26	105	175	1
24 185 46 ¹	500	29/32	14/23	105	175	1
24 185 45	500	29/32	29/32	105	175	1
24 185 56 ¹	1 000	29/32	14/23	131	210	1
24 185 55	1 000	29/32	29/32	131	210	1
24 185 63 ¹	2 000	29/32	14/23	166	260	1
24 185 65	2 000	29/32	29/32	166	260	1

¹Nicht nach DIN¹Non-DIN size¹Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN¹Tamaño especial, no según DIN


Drehhals-Rundkolben
mit Normschliffen,
Seitenhalse senkrecht,
DIN 12 392

**Ballons à fond rond à
trois cols**, avec joints à
rodage standard,
cols latéraux parallèles,
DIN 12 392

**Flasks, round bottom,
three necks**
with standard ground,
socket-side necks
parallel, DIN 12 392

**Matraces fondo
redondo, con tres bocas**
con esmerilados
normalizados, bocas
laterales verticales,
DIN 12 392

Best.-Nr. Cat. No.	Nutzlänge Effective length mm	Hülse Socket size NS	Kern Cone NS	Gesamtlänge Overall length mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 240 71	300	24/29	24/29	450	1
24 240 72	300	29/32	29/32	450	1
24 240 87	500	24/29	24/29	650	1
24 240 88	500	29/32	29/32	650	1



Vigreux-Kolonnen
mit 2 Normschliffen,
komplett mit aufge-
schobenem Glasmantel

Colonnes de Vigreux
avec 2 joints à rodage
standard, complètes
avec chemise de verre

Vigreux columns
with 2 standard ground
joints, complete with
glass jacket

Columnas Vigreux
con 2 esmerilados
normalizados, completas
con camisa de vidrio