




Liebig-Kühler

(West-Kühler)
mit 2 Normschliffen,
mit 2 abschraubbaren
Kunststoff-Oliven,
DIN 12 576

Liebig condensers

with 2 standard ground
joints, with 2 screw-on
plastic hose connec-
tions, DIN 12 576



Réfrigérants de Liebig

(réfrigérants de West)
avec 2 joints à rodage
standard, et 2 olives
dévissables en matière
plastique, DIN 12 576

Refrigerantes Liebig

(refrigerantes West)
con 2 esmerilados
normalizados, con 2
olivas de plástico desen-
roscables, DIN 12 576

Best.-Nr. Cat. No.	Mantellänge Jacket length mm	Hülse Socket size NS	Kern Cone NS	Gewinde Thread GL	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 251 61	160	14/23	14/23	14	1
24 251 70 ¹	250	14/23	14/23	14	1
24 251 71 ¹	250	24/29	24/29	14	1
24 251 72	250	29/32	29/32	14	1
24 251 81 ¹	400	24/29	24/29	14	1
24 251 82	400	29/32	29/32	14	1

¹ Sondergröße, nicht nach DIN

¹ Non-DIN size

¹ Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN

¹ Tamaño especial, no según DIN




Kugelkühler

(Allihn-Kühler)
mit 2 Normschliffen,
mit 2 abschraubbaren
Kunststoff-Oliven,
DIN 12 581

Allihn condensers

with 2 standard ground
joints, with 2 screw-on
plastic hose connections,
DIN 12 581



Réfrigérants à boules

(réfrigérants d'Allihn)
avec 2 joints à rodage
standard, et 2 olives
dévissables en matière
plastique, DIN 12 581

Refrigerantes de bolas

(refrigerantes Allihn)
con 2 esmerilados
normalizados, con 2 olivas
de plástico desenroscables,
DIN 12 581

Best.-Nr. Cat. No.	Mantellänge Jacket length mm	Hülse Socket size NS	Kern Cone NS	Gewinde Thread GL	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 252 71 ¹	250	24/29	24/29	14	1
24 252 72	250	29/32	29/32	14	1
24 252 81 ¹	400	24/29	24/29	14	1
24 252 82	400	29/32	29/32	14	1

¹ Sondergröße, nicht nach DIN

¹ Non-DIN size

¹ Taille spéciale, non conforme aux dimensions DIN

¹ Tamaño especial, no según DIN