




Scheidetrichter, konische Form mit NS-Hahn und Hahnsicherung, mit Kunststoff-Stopfen, DIN-ISO 4800

Separating funnels, conical with NS stopcock and key retaining device, with plastic stopper, DIN-ISO 4800



Ampoules à décanter, forme conique avec robinet RIN et dispositif de sécurité, avec bouchon en plastique, DIN-ISO 4800

Embudos de decantación, forma cónica con llave NS y seguro de llave, con tapón de material plástico, DIN-ISO 4800


Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Stiel Stem d ₁ mm	h mm	NS-Glasküken DIN 12 541 Nenngröße Standard solid key DIN 12 541 nominal size	Hülse NS Socket size	Original- pckg./Stück Stand. pack/ quantity
Mit Glasküken/with solid key						
24 294 17	50	9	190	3 NS	19/26	1
24 294 24	100	9	230	3 NS	19/26	1
24 294 36	250	10	280	4 NS	29/32	1
24 294 44	500	10	320	4 NS	29/32	1
24 294 54	1 000	13	380	6 NS	29/32	1
24 294 63	2 000	13	430	6 NS	29/32	1

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Stiel Stem d ₁ mm	h mm	NS-PTFE-Küken DIN 12 541 Nenngröße Standard PTFE key DIN 12 541 nominal size	Hülse NS Socket size	Original- pckg./Stück Stand. pack/ quantity
Mit PTFE-Küken/with PTFE key						
10 648 05	100	9	230	3 NS	19/26	1
10 648 06	250	10	280	4 NS	29/32	1
10 648 07	500	10	320	4 NS	29/32	1
10 648 09	1000	13	380	6 NS	29/32	1



Scheidetrichter schwere Ausführung, kugelförmig nach DIN-ISO 4800, mit NS-Hahn und NS-Deckelstopfen

Separating funnels with NS stopcock and octagonal plate NS stopper, DIN-ISO 4800



Ampoules à décanter exécution lourde, forme boule, DIN-ISO 4800, avec robinet RIN et bouchon RIN à tête plate

Embudos de decantación estructura robusta, forma esférica, según DIN-ISO 4800, con llave NS y tapón NS

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Stopfen Stopper NS	h mm	d mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 291 36 ¹	250	24/20	235	90	1
24 291 44 ¹	500	24/29	275	114	1
24 291 54	1 000	29/31	295	132	1
24 291 66	2 500	45/40	370	182	1
24 291 73	5 000	45/40	425	222	1
24 291 86 ¹	10 000	45/40	490	286	1

¹ Nicht nach DIN

¹ Non DIN-size

¹ Non conforme aux dimensions DIN

¹ No según DIN

Ersatzstopfen siehe Seite 39, 40.
Spare stoppers, see page 39, 40.
Bouchons de rechange, voir page 39, 40.
Llaves de repuesto, ver pág. 39, 40.