

Gewinderohre
mit NS-Kern,
DIN 12 257

Tube fileté
avec joint mâle à rodage
standard, DIN 12 257

Screwthread tubes
with standard ground
cone, DIN 12 257

Tubo roscado
con macho NS,
DIN 12 257

Best.-Nr. Cat. No.	DIN-Gewinde DIN thread GL	l mm	Kern Cone NS	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
24 840 62	14	30	14/23	10
24 840 72	14	35	19/26	10
24 840 82 ¹	14	40	24/29	10
24 840 92 ¹	14	40	29/32	10
24 841 61 ¹	18	35	14/23	10
24 841 71	18	35	19/26	10
24 841 81 ¹	18	40	24/29	10
24 841 91	18	40	29/32	10
24 842 72 ¹	25	40	19/26	10
24 842 82 ¹	25	40	24/29	10
24 842 92	25	40	29/32	10
24 844 81 ¹	32	50	24/29	10
24 844 91	32	50	29/32	10

¹Nicht nach DIN

¹Non-DIN size


¹Non conforme aux dimensions DIN

¹No según DIN



**Schraubverschluss-
Kappen, rot, aus PBT¹
mit PTFE¹-beschichte-
ten Dichtungen²**

**Plastic screw-caps,
closed, red, made
of PBT¹ with PTFE¹-
protected seals²**



**Capuchons vissables
(fermés), rouge avec
joints enduits² de PTFE¹**

**Caperuzas de unión ros-
cada, rojas con juntas
revestidas² de PTFE¹**

Best.-Nr. Cat. No.	DIN-Gewinde DIN thread GL	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
29 240 08	14	10
29 240 11	18	10
29 240 13	25	10
29 240 19	32	10
29 240 28	45	10

¹Chemische und thermische
Belastbarkeit siehe Seite 138.

¹Chemical and thermal durability
see page 160.

¹Résistance chimique et thermique,
voir page 182.


¹Para la resistencia química y térmica
ca ver página 204.

²Thermische Belastbarkeit der
Dichtungen: bis 180 °C

²Thermal durability of seals:
up to 180 °C

²Résistance thermique des joints:
jusqu'à 180 °C

²Capacidad de carga térmica de las
juntas: hasta 180 °C



**Silikonkautschuk¹-
Dichtungen, PTFE-
beschichtet, passend für
Kappen aus PBT¹,
beständig bis ca. 180 °C**

**Silicone¹ rubber seals,
PTFE-protected,
Convenient for caps
made of PBT¹, to with-
stand up to 180 °C**

**Joints en caoutchouc
silicone¹, revêtement PTFE,
adapté pour capuchons
en PBT¹, résistants jusqu'à
env. 180 °C**

**Juntas de caucho de
silicona¹, recubiertas con
PTFE, son apropiadas para
caperuzas de PBT¹,
resistentes hasta cerca de
180 °C**

Best.-Nr. Cat. No.	für Schraubverschlusskappen, rot for plastic screw-caps, closed, red GL	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
29 248 08	14	10
29 248 11	18	10
29 248 13	25	10
29 248 19	32	10
29 248 28	45	10

¹Chemische und thermische Belastbarkeit siehe Seite 138.

¹Chemical and thermal durability see page 160.

¹Résistance chimique et thermique, voir page 182.

¹Para la resistencia química y térmica ver página 204.